


# Withings Thermo™

## Smart temporal thermometer

### Quick Installation Guide

---

**FR** Guide d'installation    **ES** Guía de instalación  
**DE** Installationsanleitung    **IT** Guida all'installazione



# Quick start from your smartphone and tablet

**FR** Démarrage rapide  
depuis votre Smartphone ou tablette

**DE** Einfache Installation über  
Ihr Smartphone oder Tablet

**ES** Inicio rápido desde su smartphone  
o tableta

**IT** Avvio rapido da smartphone  
o tablet


Visit *thermo.withings.com*  
from your smartphone or tablet  
and follow the instructions  
to install Withings Thermo.

FR Allez sur *thermo.withings.com* depuis votre smartphone ou votre tablette et suivez les instructions pour installer l'application «Withings Thermo».

DE Rufen Sie über Ihr Smartphone oder Tablet *thermo.withings.com* auf, und folgen Sie der Anleitung, um Ihr Withings Thermo Schläfenthermometer zu installieren.

ES Acceda a *thermo.withings.com* desde su smartphone o tableta y siga las instrucciones de instalación de Withings Thermo.

IT Accedere al sito *thermo.withings.com* da smartphone o tablet e seguire le istruzioni per installare Withings Thermo.



**Need Help? → <http://support.withings.com/thermo>**


FR Besoin d'aide ? → <http://support.withings.com/thermo>

DE Sie brauchen Hilfe? → <http://support.withings.com/thermo>

ES ¿Necesita ayuda? → <http://support.withings.com/thermo>

IT Per assistenza, visitare il sito → <http://support.withings.com/thermo>





# Get to know your Withings Thermo

**FR** Découvrez les fonctionnalités  
de votre thermomètre Withings Thermo

**DE** Entdecken Sie die Funktionen Ihres Withings  
Thermo Schläfenthermometers


**ES** Descubra las funciones de  
su termómetro Withings Thermo

**IT** Tutte le funzionalità di termometro  
Withings Thermo



# Device Overview

Vue d'ensemble de l'appareil | Gesamtübersicht des Geräts | Imagen general del dispositivo | Vista d'insieme dell'apparecchio



## A Main button

FR Bouton principal  
DE Haupttaste  
ES Botón principal  
IT Pulsante principale

## B Sensor

FR Capteur  
DE Sensor  
ES Sensor  
IT Sensore

## C Screen

FR Écran  
DE Display  
ES Pantalla  
IT Schermo

## D Touch-sensitive area

FR Zone tactile  
DE Berührungsempfindliche Fläche  
ES Zona táctil  
IT Area sensibile al tatto

## E Diagnostic LED

FR LED indicatrice de fièvre  
DE LED-Fieberanzeige  
ES LED indicador de fiebre  
IT Indicatore di febbre a LED

## F Battery cover

FR Trappe à piles  
DE Batteriefach  
ES Tapa de acceso a las pilas  
IT Vano batterie





# How to take a temperature measurement

**FR** Comment prendre une mesure de température

**DE** So messen Sie die Körpertemperatur

**ES** Cómo medir la temperatura


**IT** Come misurare la temperatura



# 1

## Press the button to turn the thermometer on.

- FR Appuyez sur le bouton pour allumer le thermomètre.
- DE Drücken Sie auf die Taste, um das Thermometer einzuschalten.
- ES Presione el botón para encender el termómetro.
- IT Premere il pulsante per accendere il termometro.



## 2

Starting from the middle of the forehead, scan straight across to the hair.

- FR En partant du milieu du front, balayez en ligne droite jusqu'aux cheveux.
- DE Ausgehend von der Mitte der Stirn, parallel zum Haaransatz messen.
- ES Explora a través de la frente, directamente desde el centro de la frente hasta el cabello.
- IT Passare sulla fronte, a partire dal centro della fronte fino all'attaccatura dei capelli.



### Clear any sweat or hair from the area before measurement.

- FR La zone de contact doit être dégagée et propre, sans sueur ni cheveux.
- DE Der Kontaktbereich muss frei und sauber sein, d. h., er darf weder von Schweiß noch von Haaren bedeckt sein.
- ES La zona de contacto debe estar limpia, despejada y sin sudor o cabello.
- IT La zona di contatto deve essere libera e pulita, senza sudore o capelli.





### 3


**The thermometer will vibrate when the measurement is complete.**

FR Le thermomètre vibre pour indiquer la fin de la mesure.

DE Das Thermometer vibriert, wenn die Messung abgeschlossen ist.

ES El termómetro vibrará cuando la medición se haya completado.

IT Il termometro vibrerà una volta che la misurazione sarà stata ultimata.



# 4


**To assign the result, slide up and down on the end of Thermo to select a user (1). Press button to confirm your choice (2).**

**FR** Glissez le doigt de haut en bas sur la surface tactile pour choisir un profil et lui attribuer la mesure (1). Appuyez sur le bouton pour confirmer votre choix (2).

**DE** Streichen Sie mit dem Finger auf der berührungsempfindlichen Fläche von oben nach unten, um ein Profil auszuwählen, dem die Messung zugeteilt werden soll (1). Drücken Sie die Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen (2).

**ES** Deslice el dedo de arriba abajo sobre la superficie táctil para escoger un perfil y atribuirle la medición (1). Presione el botón para confirmar su elección (2).

**IT** Far scivolare il dito dall'alto verso il basso sull'area tattile per scegliere un profilo e attribuirvi la misurazione (1). Premere il pulsante per confermare la scelta (2).



# 5


## A colored LED indicates the fever level according to the user's age.

FR Une LED de couleur indique le niveau de fièvre, qui prend en compte l'âge de l'utilisateur.

DE Das gemessene Fieber wird über eine farbige LED-Anzeige dargestellt. Dabei wird das Alter des Nutzers beachtet.

ES Una LED en color indica el nivel de fiebre teniendo en cuenta la edad del usuario.


IT Un indicatore a LED a colori indica il grado di febbre, che tiene conto dell'età del paziente.



**No fever** | Absence de fièvre | Kein Fieber | Ausencia de fiebre | Assenza di febbre

**Mild Fever** | Fièvre modérée | Erhöhte Temperatur | Fiebre moderada | Febbre moderata

**High fever** | Fièvre élevée | Fieber | Fiebre alta | Febbre alta



### Readings displayed by Withings Thermo are equivalent to rectal temperature levels

FR Les températures affichées par Withings Thermo sont équivalentes à la température rectale.

DE Die von dem Withings Thermo angezeigten Messungen entsprechen Rectal-Temperaturen.

ES Las medidas mostradas por el Withings Thermo son equivalentes a la temperatura rectal.

IT Le misurazioni mostrate dal Withings Thermo sono equivalenti alla temperatura rettale.



# Important advice

Recommendations importantes | Vorsichtsmaßnahmen | Consejos de uso | Precauzioni d'uso

- **Person being measured must be indoor for 15 minutes before taking a reading.**
- **Person being measured must have dry skin. Dry with a towel if needed before taking measurement.**
- **Person being measured and the thermometer should be in the same ambient temperature for at least 15 minutes before taking a reading.**
- **Person being measured should not have exercised over the last 15 minutes before taking a reading.**
- **Don't take a measurement while or immediately after nursing a baby.**

**FR** Le patient doit se trouver à l'intérieur depuis 15 minutes avant de prendre la température • La peau du patient doit être sèche avant de prendre la température • La patient et le thermomètre doivent se trouver à la même température ambiante pendant au moins 15 minutes avant la mesure • Le patient ne doit pas avoir fait de l'exercice au cours des 15 dernières minutes • Ne prenez pas la température pendant ou immédiatement après avoir allaité un bébé.

**DE** Patient muss sich vor der Messung mindestens 15 Minuten lang im Innenraum befinden • Die Haut des Patienten muss vor der Ablesung trocken sein. Wenn notwendig, die Haut mit einem Tuch abtrocknen • Der Patient und das Thermometer müssen sich vor dem Ablesen mindestens 15 Minuten lang in der gleichen Umgebungstemperatur befinden • Der Patient sollte in den 15 Minuten vor dem Ablesen keine Leibesübungen gemacht haben • Keine Messungen direkt nach dem Säugen eines Babys vornehmen.


**ES** El paciente debe permanecer en el interior durante 15 minutos antes de tomar una medida • La piel del paciente debe estar seca antes de tomar una medida • Seque la piel con una toalla si fuese necesario • El paciente y el termómetro deben estar a la misma temperatura ambiente durante al menos 15 minutos antes de tomar una medida • El paciente no debe haber realizado ejercicio en los últimos 15 minutos antes de tomar una medida • No tome una medida durante o inmediatamente después de haber dado el pecho a un bebé.

**IT** Il paziente deve essere dentro per 15 minuti prima di fare una misurazione • La pelle del paziente deve essere asciutta prima di fare una lettura • Il paziente e il termometro devono essere alla stessa temperatura ambiente per almeno 15 minuti prima di fare una misurazione • Il paziente non deve aver fatto esercizi negli ultimi 15 minuti prima di fare una misurazione • Non fare una misurazione mentre o subito dopo aver allattato un bambino.



# Box Content

Contenu de la boîte | Lieferumfang | Contenido de la caja | Contenuto della confezione



## Protective cap

- FR** Capuchon
- DE** Verschlusskappe
- ES** Capuchón
- IT** Cappuccio

## Thermometer Withings Thermo

- FR** Thermomètre Withings Thermo
- DE** Withings Thermo Schläfenthermometer
- ES** Termómetro Withings Thermo
- IT** Termometro Withings Thermo

## 2 AAA (LR03) batteries (already inserted)

- FR** 2 piles AAA (LR03) (déjà mises en place)
- DE** 2 AAA-Batterien (LR03) (bereits eingesetzt)
- ES** 2 pilas AAA (LR03) (ya instaladas)
- IT** 2 batterie AAA (LR03) (fornite in dotazione)





# Warranty

Garantie | Garantie | Garantía | Garanzia

## US WITHINGS One (1) Year Limited Warranty - Withings Thermo

Withings Inc. of 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958 ("Withings") warrants the Withings-branded hardware product ("Withings Product") against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with Withings' published guidelines for a period of ONE (1) YEAR from the date of original retail purchase by the end-user purchaser ("Warranty Period"). Withings' published guidelines include but are not limited to information contained in technical specifications, safety instructions or quick start guide. Withings does not warrant that the operation of the Withings Product will be uninterrupted or error-free. Withings is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Withings Product's use.

## FR Garantie commerciale de Withings limitée à un (1) an - Withings Thermo

Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann 92130 Issy les Moulineaux, France (« Withings ») garantit le matériel de marque Withings (« Produit Withings ») contre les défauts de matériel et de main d'œuvre, lorsque celui-ci est utilisé conformément aux recommandations publiées sur le Produit Withings sous réserve qu'ils surviennent dans un délai d'UN (1) AN suivant la date d'achat initiale par l'utilisateur final du Produit Withings neuf auprès d'un professionnel (« Période de garantie »). Les recommandations publiées comprennent notamment les spécifications techniques, les consignes de sécurité ou les manuels d'utilisation du Produit Withings. Withings ne garantit pas que le fonctionnement du Produit Withings sera ininterrompu ou sans erreur. Withings n'est pas responsable des dommages survenant en raison du non-respect des instructions d'utilisation du Produit Withings.

## UK WITHINGS One (1) Year commercial guarantee - Withings Thermo

Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann 92130 Issy les Moulineaux, France ("Withings") warrants the Withings-branded hardware product ("Withings Product") against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with Withings' published guidelines for a period of ONE (1) YEAR from the date of original retail purchase by the end-user purchaser ("Warranty Period"). Withings' published guidelines include but are not limited to information contained in technical specifications, safety instructions or quick start guide. Withings does not warrant that the operation of the Withings Product will be uninterrupted or error-free. Withings is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Withings Product's use.

## DE Die Werksgarantie von Withings ist auf ein (1) Jahr beschränkt - Withings Thermo

Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann 92130 Issy-les-Moulineaux, Frankreich (nachfolgend „Withings“ genannt) garantiert, dass Geräte der Marke Withings (nachfolgend „Withings-Produkte“ genannt) frei von Material- und Herstellungsfehlern sind, sofern sie gemäß den öffentlich zugänglichen Nutzungsempfehlungen des jeweiligen Withings-Produkts verwendet werden, weniger als EIN (1) JAHR seit dem Erstkaufdatum durch den Endverbraucher des Withings-Produkts verstrichen ist und die Geräte von einer zugelassenen Stelle neu gekauft wurden (nachfolgend der „Garanziezeitraum“ genannt). Die veröffentlichten Empfehlungen umfassen insbesondere technische Spezifikationen, Sicherheitshinweise und Benutzerhandbücher zum Withings-Produkt. Withings garantiert weder das ununterbrochene noch das fehlerfreie Funktionieren des Withings-Produkts. Withings übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Missachtung der Gebrauchsanleitung des Withings-Produkts entstehen.



#### ES **Garantía comercial de Withings limitada a un (1) año - Withings Thermo**

Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann 92130 Issy les Moulineaux, Francia ("Withings") otorga una garantía sobre los dispositivos de la marca Withings ("Producto Withings") que cubre cualquier defecto de hardware o fabricación siempre que estos se utilicen conforme a las recomendaciones publicadas sobre el Producto Withings y en el caso que dicho defecto se produzca en el plazo de UN (1) AÑO desde la fecha de compra inicial del Producto Withings nuevo por parte del usuario final a un vendedor profesional ("Periodo de garantía"). Las recomendaciones publicadas incluyen, entre otros, las especificaciones técnicas, las indicaciones de seguridad o los manuales de usuario del Producto Withings. Withings no garantiza que el funcionamiento del Producto Withings esté exento de errores o interrupciones. Withings no se hace responsable de daños causados por no seguir las instrucciones de uso del Producto Withings.

#### IT **Garanzia commerciale di Withings limitata di un (1) anno - Withings Thermo**

Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann 92130 Issy les Moulineaux, Francia (Withings) garantisce che il prodotto con marchio Withings (Prodotto Withings) non presenta difetti di materiale e manodopera se viene utilizzato in conformità alle raccomandazioni pubblicate sul Prodotto Withings. Eventuali difetti devono manifestarsi entro UN (1) ANNO dalla data d'acquisto originaria da parte dell'utente finale del Prodotto Withings nuovo presso un rivenditore (Periodo di garanzia) per poter beneficiare della garanzia. Le raccomandazioni pubblicate comprendono in particolare le specifiche tecniche, le istruzioni di sicurezza o i manuali d'uso del Prodotto Withings. Withings non garantisce che il funzionamento del Prodotto Withings sarà ininterrotto o senza errori. Withings non è responsabile dei danni dovuti al mancato rispetto delle istruzioni per l'uso del Prodotto Withings.



**FCC ID: XNASCT01 IC ID: 11411A-SCT01**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This device complies with the R&TTE Directive. A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at [Withings.com/compliance](http://Withings.com/compliance). **WARNING:** This product may contain one or more chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harms.

**FR** Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Le présent appareil répond à la Directive européenne R&TTE. Une copie de la Déclaration de Conformité CE est disponible en ligne sur [withings.com/compliance](http://withings.com/compliance) |

**DE** Das vorliegende Gerät entspricht den Sicherheitsstandards von Industrie Canada in Bezug auf lizenzfreie Radiofunkgeräte. Die zugelassene Nutzung unterliegt den folgenden beiden Bestimmungen: (1) Das Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) der Geräte-nutzer muss sämtliche Störungen dulden, selbst wenn diese den fehlerfreien Betrieb beeinträchtigen können. Das vorliegende Gerät entspricht der europäischen R&TTE-Richtlinie. Eine Kopie der CE-Konformitätserklärung ist online unter [withings.com/compliance](http://withings.com/compliance) einsehbar. |

**ES** Este dispositivo cumple con las normas CNR de Industrie Canada aplicables a aparatos de radio no sujetos a licencia. La autorización para el uso del producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) El dispositivo no debe producir interferencias y (2) el usuario del dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia radioeléctrica que surja, aun cuando la misma pueda comprometer su funcionamiento. Este dispositivo cumple lo dispuesto en la Directiva R&TTE. Se puede consultar una copia de la Declaración de Conformidad CE en el sitio web [withings.com/compliance](http://withings.com/compliance) | **IT** Il presente dispositivo è conforme agli standard CNR di Industrie Canada applicabili ai dispositivi radio esenti da licenza. L'uso è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve produrre interferenze e (2) l'utente del dispositivo deve accettare ogni interferenza radio subita, anche se l'interferenza può compromettere il funzionamento. Il presente dispositivo è conforme alla Direttiva sulle apparecchiature radio e i terminali di telecomunicazione, R&TTE. Una copia della Dichiarazione di Conformità CE è disponibile online sul sito [withings.com/compliance](http://withings.com/compliance).





pck\_sct01\_011



Withings Thermo™ Smart temporal thermometer - Model: SCT01

©2016 Withings. All rights reserved.

[withings.com](http://withings.com)